

## Celestial Star™ MRT

Die Celestial Star™ MRT bringt die Leistung einer chirurgischen Leuchte in das MRT-Zimmer. Excellente Flexibilität und Erreichbarkeit kombiniert mit hoher Leistung und raumsparender Ausführung macht die Celestial Star™ MRT ideal für diese Facilitäten. Unbegrenzte Einstellbarkeit, marktführende vertikale und horizontale Erreichbarkeit bieten optimale Funktionalität. Service ohne Werkzeug minimiert Risiken und die kompakte Ausführung begrenzt Behinderungen im Arbeitsfeld der MRT-Ausrüstung.

### CELESTIAL STAR™ MRT VORTEILE

- >>> Verfügbar in Decken- und mobilen Ausführungen
- >>> Getestet für MRT-Kompatibilität
- >>> 730 mm Auslegearm (optional 990 mm)
- >>> 720 Grad Rotation und Kopf- bis Fuß Ausleuchtung
- >>> Abweichungsfreier und unbegrenzt positionierbarer Arm
- >>> Einfach austauschbare, langlebige 3x35W Halogenlampen



### TECHNISCHE DATEN

- Netzanschluss:** 230-240V 50Hz AC oder 120V 60Hz AC
- Beleuchtungsstärke:** Bis 64.500 Lux
- Lichtquelle:** Halogenlampe – Dichroitisch 12V/3x35W/10°
- Farbtemp.:** Bis 4.100 Kelvin
- Medizinische Normen:** FDA Klasse II gelistet
- Farbe:** Weiß – RAL 9002

<b>Konfiguration:</b>	Decke	Mobil
<b>Gewicht:</b>	23,6 kg	24,3 kg

<b>Deckenmodell</b>	Art. Nr.: <b>CS 2050C-MRI</b>
<b>Mobil</b>	Art. Nr.: <b>CS2050M-MRI</b>
<b>Farbkorrektionsfilter</b>	Art. Nr.: <b>18676</b>

**Bitte beachten!** 3 Filter sind notwendig. Erhöht die Farbtemperatur zu 4.100 Kelvin.

