

Celestial Star™

Celestial Star™ är den optimala kirurgibelysningen när det ställs höga krav på en flexibel och ljusstark belysning med stor räckvidd och där en kompakt design med minimalt underhåll spelar en viktig roll.

Den mobila versionen av Celestial Star™ passar utmärkt när man har behov av en belysning som enkelt kan flyttas mellan olika rum. Samtliga Celestial Star™ modeller är utrustade med en lika unik som enkel motviktsarm.



CELESTIAL STAR™ SNABBFAKTA

- >>> Finns i versionerna tak, duo tak, vägg och mobil
- >>> 730 mm roterbar arm (tillval 990 mm) för maximal räckvidd vilket ger full belysningstäckning av patient
- >>> Platsbesparande design
- >>> Tre ljuskällor reducerar uppkomsten av skuggbildning
- >>> Motviktsarmen håller kvar lampan i inställt läge



Mobil

TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC

Ljusintensitet: Max 64.500 Lux

Ljuskälla: Halogen kalljusreflektor 12V/3x35W/10°

Ljustemperatur: Max 4.100° Kelvin

Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Duo tak	Vägg	Mobil
Vikt:	23,6 kg	47,2 kg	17,3 kg	24,3 kg

Tak	Art. Nr.: CS2050C
Duo tak	Art. Nr.: CS2050D
Vägg	Art. Nr.: CS2050W
Mobil	Art. Nr.: CS2050M
Färgkorrektionsfilter	Art. Nr.: 18676

OBS! 3 stycken färgkorrektionsfilters erfordras och ger då en färgtemperatur på 4.100° Kelvin.



Vägg



Duo tak