

## HM series – Éclairage d'examen medical

### HM CARACTERISTIQUES

- >>> Existe en version murale, plafond, étrier de fixation, sur socle et sur pied mobile
- >>> Système de sécurité permettant un ajustement aisé du faisceau lumineux
- >>> Système Compact
- >>> Avec rotule permettant une rotation de 359° de la tête
- >>> Filtre de correction de couleur



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation:** 230-240V 50Hz AC ou 120V 60Hz AC

**Intensité lumineuse:** Jusqu'à 27 000 Lux

**Source lumineuse:** Ampoule halogène – 12V/20W

**Temp. de couleur:** Jusqu'à 3 100 Kelvin

**Couleur:** Blanc – RAL 9002

Configuration:	Plafonnier	Mural	Pince-étai	Table	Mobile	Mobile flex	Sur pied
Poids:	2.8 kg	2.8 kg	0.9 kg	2.8 kg	7.2 kg	6.2 kg	3.8 kg

Plafonnier	Réf.: <b>HM28007-2,5/2,7/3,0</b>
Mural	Réf.: <b>HM28002W</b>
Pince-étai	Réf.: <b>HM741-20W</b>
Table	Réf.: <b>28013</b>
Mobile, bras articulé	Réf.: <b>HM28009W</b>
Mobile light, bras flexible	Réf.: <b>HM1006-37W</b>
Sur pied	Réf.: <b>28014</b>

