

HM – Universell undersökningsbelysning

HM SNABBFAKTA

- >>> Kompakt och välventilerat lamphuvud ger minimal värmeavgivning
- >>> Kombinerad skyddsbåge och ljusinställning i lamphuvud
- >>> Ledat lamphuvud som medger 359° axiell rotation och 90° vinkelinställning



TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC
Ljusintensitet: Max 27.000 Lux
Ljuskälla: Halogenlampa – 12V/20W
Ljustemperatur: Max 3.100° Kelvin
Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Vägg	Tvingfäste	Bord	Mobil	Mobil light	Golv
Vikt:	2,8 kg	2,8 kg	0,9 kg	2,8 kg	7,2 kg	6,2 kg	3,8 kg

Tak	Art. Nr.: HM28007-2,5/2,7/3,0
Vägg	Art. Nr.: HM28002W
Tvingfäste	Art. Nr.: HM741-20W
Bord	Art. Nr.: 28013
Mobil, fast ledat armsystem	Art. Nr.: HM28009W
Mobil Light, flexibelt armsystem	Art. Nr.: HM1006-37W
Golv	Art. Nr.: 28014

