

PF series IRM

Cette éclairage d'examen est particulièrement destiné à un usage nécessitant une absence de résonance magnétique. La version mobile est idéale pour les centres de radiologie, le secteur radiologique des hôpitaux et clinique les CAT/PET Scanner IRM.

PF IRM CARACTÉRISTIQUES

- >>> Compatibilité IRM
- >>> Puissance, 50W halogène dichroïque
- >>> Bras facilement ajustable
- >>> Version mobile sur pied roulant
- >>> Base lestée très stable



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230-240V 50Hz AC ou 120V 60Hz AC

Intensité lumineuse: Jusqu'à 43 000 Lux

Source lumineuse: Ampoule halogène – Dichroïque 12V/50W/10°

Temp. de couleur: Jusqu'à 3 000 Kelvin

Couleur: Blanc – RAL 9002

Configuration: Mobile

Poids: 18.0 kg

Mobile

Réf.: PF28016-M