

Celestial Star™ IRM

Le modèle Celestial Star™ est recommandé pour la chirurgie nécessitant un matériel qui ne soit pas affecté par la résonance magnétique. La Celestial Star™ est idéale pour cet usage car de part sa conception, elle n'est pas limitée dans le positionnement de sa tête tant sur le plan vertical qu'horizontal. Son design très compact, permet au praticien une grande liberté de mouvement dans la zone d'intervention.

CELESTIAL STAR™ IRM CARACTÉRISTIQUES

- >>> Existe en version plafond et sur pied roulant compatible IRM
- >>> Bras extensible 730mm (option 990mm)
- >>> Rotation de la tête sur 720°
- >>> Bras très équilibré avec un positionnement illimité
- >>> Ampoule halogène longue durée



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230-240V 50Hz AC ou 120V 60Hz AC

Intensité lumineuse: Jusqu'à 64 500 Lux

Source lumineuse: Ampoule halogène – Dichroïque 12V/3x35W/10°

Temp. de couleur: Jusqu'à 4 100 Kelvin

Couleur: Blanc – RAL 9002

Configuration:	Plafonnier	Mobile
-----------------------	------------	--------

Poids:	23.6 kg	24.3 kg
---------------	---------	---------

Ceiling

Réf.: **CS 2050C-MRI**

Mobile

Réf.: **CS2050M-MRI**

Filtre de correction de couleur

Réf.: **18676**

Option filtre pour changement de température à 4 100 Kelvin.

