

## Celestial Star™ – MRI

Celestial Star™ är den optimala kirurgbelysningen vid MRI-avdelningen där användaren ställer höga krav på en flexibel och ljusstark belysning med stor räckvidd. Andra aspekter som är till fördel är den kompakta designen och det minimala underhållet där inga verktyg behövs, vilket i sin tur ökar säkerheten på MRI-avdelningen.

### CELESTIAL STAR™ MRI SNABBFAKTA

- >>> Finns som tak och mobil version
- >>> Testad och godkänd för MRI
- >>> Platsbesparande design
- >>> 730 mm roterbar arm (tillval 990 mm) för maximal räckvidd vilket ger full belysningstäckning av patient
- >>> Motviktsarmen håller kvar lampan i inställt läge



### TEKNISKA DATA

**Nätspänning:** 230-240V 50Hz AC

**Ljusintensitet:** Max 64.500 Lux

**Ljuskälla:** Halogen kalljusreflektor 12V/3x35W/10°

**Ljustemperatur:** Max 4.100° Kelvin

**Färg:** Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Mobil
Vikt:	23,6 kg	24,3 kg

**Tak** Art. Nr.: **CS 2050C-MRI**

**Mobil** Art. Nr.: **CS2050M-MRI**

**Färgkorrektionsfilter** Art. Nr.: **18676**

**OBS!** 3 stycken färgkorrektionsfilters erfordras och ger då en färgtemperatur på 4.100° Kelvin.

