

PF series MRI

Diese einzigartige Untersuchungsleuchte ist konstruiert für die Verwendung in jeder MRT-Einrichtung. Hergestellt aus dauerhaftem nicht-magnetischem Material. Diese mobile Leuchte ist ideal für MRT-Zentren und CAT/PET-Labors.

PF MRT VORTEILE

- >>> Getestet für MRT-Kompatibilität
- >>> Leistungsstarke 50W Halogenlampe
- >>> Einfach einstellbarer Gelenkarm
- >>> Mobile Konstruktion mit leichtlaufenden Rädern
- >>> Ausbalancierte Unterbaukonstruktion verhindert umkippen



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss: 230-240V 50Hz AC oder 120V 60Hz AC

Beleuchtungsstärke: Bis 43.000 Lux

Lichtquelle: Halogenlampe – Dichroitisch 12V/50W/10°

Farbtemp.: Bis 3.000 Kelvin

Farbe: Weiß – RAL 9002

Konfiguration: Mobil

Gewicht: 18,0 kg

Mobil

Art. Nr.: **PF28016-M**