

PF – Universell undersökningsbelysning

PF SNABBFAKTA

- >>> Finns i versionerna tak, vägg och mobil
- >>> Ledat lamphuvud för enkel och exakt ljusinställning, både vertikalt och horisontellt
- >>> Justerbara armlider för enkel och exakt ljusinställning
- >>> Ledat alternativt flexibelt armsystem



TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC

Ljusintensitet: Max 43.000 Lux

Ljuskälla: Halogen kalljusreflektor 12V/50W/10°

Ljustemperatur: Max 3.000° Kelvin

Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Tak	Vägg	Direktmonterad	Mobil
Vikt:	8,0 kg	7,7 kg	2,0 kg	10,4 kg

Tak Art. Nr.: **PF2017-44**

Vägg Art. Nr.: **PF2015-44**

Direktmonterad Art. Nr.: **PF28010**

Mobil, fast ledat armsystem Art. Nr.: **PF2016-44**

Mobile, flexibelt armsystem Art. Nr.: **PF2006-32**

