

SoloSpot™

Sunnex SoloSpot™ är idealisk när ett fokuserat och intensivt spotljus krävs. Det kompakta lamphuvudet ger ett kallt ljus och en välfokuserad spot. Belysningen är anpassad för montering på medicinsk utrustning, undersökningsbord och stolar.

SOLOSPOT™ SNABBFAKTA

- >>> Enkel och lättjusterad för bästa ljusinställning
- >>> 20W halogenlampa
- >>> 8,4 cm Ø spot vid 0,5 meters avstånd
- >>> Finns med sken-, tving- och väggfäste samt som mobil enhet
- >>> Placering av lins och färgkorrektionsfilter medför att
 - a) ljuset är kallt på huden
 - b) belysningen sker i naturliga färger
 - c) klarheten hos vävnad blir förbättrad



Mobile

TEKNISKA DATA

Nätspänning: 230-240V 50Hz AC
Ljusintensitet: max 25.000 Lux
Ljuskälla: Halogenlampa – 12V/20W
Ljustemperatur: Max 4.100° Kelvin
Färg: Vit – RAL 9002

Modell:	Väggfäste	Skenfäste	Tvingfäste	Mobil enhet
Vikt:	2,8 kg	2,8 kg	2,7 kg	7,1 kg

SoloSpot™ Art. Nr.: 28025

Monteringsalternativ:


Väggfäste	Art. Nr.: 26017
Skenfäste	Art. Nr.: 28019
Tvingfäste	Art. Nr.: 18021
Mobil enhet	Art. Nr.: 18468



Väggfäste



Skenfäste



Tvingfäste